



BLOOD COLLECTION TUBES AND SERUM SEPARATORS *PROVETTE CON ANTICOAGULANTE E SEPARATORI DI SIERO*



BLOOD COLLECTION TUBES WITH FILLING LINE

PROVETTE CON ANTICOAGULANTE CON INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO



K₃ EDTA - PIERCEABLE CAP K₃ EDTA - TAPPO PERFORABILE

CE

K₃ EDTA for 3 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm with pierceable rubber cap.

K₃ EDTA per 3 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm con tappo in gomma perforabile.

ART.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2500	Green/Verde
2500/V	Violet/Viola
2500/N	Neutral/Neutro

CE

K₃ EDTA - DARK GREEN CAP K₃ EDTA - TAPPO VERDE SCURO

ART.

2100	K ₃ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm K ₃ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm
2101	K ₃ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm K ₃ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm
2102	K ₃ EDTA for 5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm K ₃ EDTA per 5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm
2105	K ₃ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm K ₃ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm
2108	K ₃ EDTA for 4 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm K ₃ EDTA per 4 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm



K₃ EDTA - DARK GREEN CAP K₃ EDTA - TAPPO VERDE SCURO

CE



ART.

2103	K ₃ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm K ₃ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm
2104	K ₃ EDTA for 5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm K ₃ EDTA per 5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm
2107	K ₃ EDTA for 10 ml of blood in test tubes Ø 16 x 100 mm K ₃ EDTA per 10 ml di sangue in provette Ø 16 x 100 mm

CE

K₂ EDTA - LIGHT GREEN CAP
K₂ EDTA - TAPPO VERDE CHIARO

ART.

2000	K ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm <i>K₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm</i>
2001	K ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm <i>K₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm</i>
2002	K ₂ EDTA for 5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm <i>K₂ EDTA per 5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm</i>
2005	K ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm <i>K₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm</i>
2008	K ₂ EDTA for 4 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm <i>K₂ EDTA per 4 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm</i>



K₂ EDTA - LIGHT GREEN CAP
K₂ EDTA - TAPPO VERDE CHIARO

CE



ART.

2003	K ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm <i>K₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm</i>
2004	K ₂ EDTA for 5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm <i>K₂ EDTA per 5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm</i>
2007	K ₂ EDTA for 10 ml of blood in test tubes Ø 16 x 100 mm <i>K₂ EDTA per 10 ml di sangue in provette Ø 16 x 100 mm</i>

CE

KF+NA₂ EDTA - ORANGE CAP
KF+NA₂ EDTA - TAPPO ARANCIONE

ART.

2200	KF+NA ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm <i>KF+NA₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm</i>
2201	KF+NA ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm <i>KF+NA₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm</i>
2202	KF+NA ₂ EDTA for 5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm <i>KF+NA₂ EDTA per 5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm</i>
2205	KF+NA ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm <i>KF+NA₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm</i>
2208	KF+NA ₂ EDTA for 4 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm <i>KF+NA₂ EDTA per 4 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm</i>



BLOOD COLLECTION TUBES WITH FILLING LINE

PROVETTE CON ANTICOAGULANTE CON INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO

KF+NA₂ EDTA - ORANGE CAP
KF+NA₂ EDTA - TAPPO ARANCIONE

CE



ART.

- | | |
|-------------|---|
| 2203 | KF+NA ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm
<i>KF+NA₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm</i> |
| 2204 | KF+NA ₂ EDTA for 5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm
<i>KF+NA₂ EDTA per 5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm</i> |
| 2207 | KF+NA ₂ EDTA for 10 ml of blood in test tubes Ø 16 x 100 mm
<i>KF+NA₂ EDTA per 10 ml di sangue in provette Ø 16 x 100 mm</i> |

CE

LITHIUM HEPARIN - BLUE CAP
LITIO EPARINA - TAPPO BLU

ART.

- | | |
|-------------|--|
| 2400 | LITHIUM HEPARIN for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm
<i>LITIO EPARINA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm</i> |
| 2401 | LITHIUM HEPARIN for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm
<i>LITIO EPARINA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm</i> |
| 2402 | LITHIUM HEPARIN for 5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm
<i>LITIO EPARINA per 5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm</i> |
| 2405 | LITHIUM HEPARIN for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm
<i>LITIO EPARINA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm</i> |
| 2408 | LITHIUM HEPARIN for 4 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm
<i>LITIO EPARINA per 4 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm</i> |



LITHIUM HEPARIN - BLUE CAP
LITIO EPARINA - TAPPO BLU

CE



ART.

- | | |
|-------------|--|
| 2403 | LITHIUM HEPARIN for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm
<i>LITIO EPARINA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm</i> |
| 2404 | LITHIUM HEPARIN for 5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm
<i>LITIO EPARINA per 5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm</i> |
| 2407 | LITHIUM HEPARIN for 10 ml of blood in test tubes Ø 16 x 100 mm
<i>LITIO EPARINA per 10 ml di sangue in provette Ø 16 x 100 mm</i> |



TRISODIUM CITRATE - PIERCEABLE CAP
SODIO CITRATO - TAPPO PERFORABILE

Trisodium Citrate (3.2%) in test tubes Ø 13 x 75 mm with light blue pierceable rubber cap.

Sodio Citrato (3,2%) in provette Ø 13 x 75 mm con tappo in gomma perforabile, di colore azzurro.



ART.	TRISODIUM CITRATE SODIO CITRATO ML	BLOOD VOLUME VOLUME SANGUE ML
2700	0.3	3 (coagulation)
2700/2	0.2	2 (coagulation)

TRISODIUM CITRATE 0.35 ML BLUE CAP FOR COAGULATION
SODIO CITRATO 0,35 ML TAPPO BLU PER COAGULAZIONE



ART.

2705

TRISODIUM CITRATE 0.35 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm for 3.15 ml of blood for ACL 2000 - 7000 - 9000 equipments.
SODIO CITRATO 0,35 ml in provette Ø 13 x 75 mm per 3,15 ml di sangue per strumenti ACL 2000 - 7000 - 9000.



TRISODIUM CITRATE - PIERCEABLE AND RE-SEALABLE RUBBER BLACK CAP FOR E.S.R.
SODIO CITRATO - TAPPO NERO IN GOMMA PERFORABILE E RICHIUDIBILE PER VES

ART.

2632

TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 56 mm for 1 ml of blood
SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 56 mm per 1 ml di sangue

2635

TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm for 1.6 ml of blood
SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 13 x 75 mm per 1,6 ml di sangue



TRISODIUM CITRATE BLACK CAP FOR E.S.R.
SODIO CITRATO TAPPO NERO PER VES



ART.

2642

TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm for 1.6 ml of blood
SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 13 x 75 mm per 1,6 ml di sangue



BLOOD COLLECTION TUBES WITH FILLING LINE PROVETTE CON ANTICOAGULANTE CON INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO



TRISODIUM CITRATE 0.25 ML PINK CAP FOR E.S.R. SODIO CITRATO 0,25 ML TAPPO ROSA PER VES

CE

ART.

- | | |
|-------------|--|
| 2600 | TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 56 mm
SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 56 mm |
| 2601 | TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm
SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 16 x 60 mm |
| 2605 | TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm
SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 13 x 75 mm |
| 2602 | TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm
SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 86 mm |

CE

TRISODIUM CITRATE 0.4 ML PINK CAP FOR E.S.R. SODIO CITRATO 0,4 ML TAPPO ROSA PER VES

ART.

- | | |
|-------------|--|
| 2610 | TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 12 x 56 mm
SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 12 x 56 mm |
| 2611 | TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm
SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 16 x 60 mm |
| 2615 | TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm
SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 13 x 75 mm |
| 2612 | TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm
SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 12 x 86 mm |



TRISODIUM CITRATE 0.5 ML PINK CAP FOR E.S.R. SODIO CITRATO 0,5 ML TAPPO ROSA PER VES

CE

ART.

- | | |
|-------------|--|
| 2620 | TRISODIUM CITRATE 0.5 ml in test tubes Ø 12 x 56 mm
SODIO CITRATO 0,5 ml in provette Ø 12 x 56 mm |
| 2621 | TRISODIUM CITRATE 0.5 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm
SODIO CITRATO 0,5 ml in provette Ø 16 x 60 mm |
| 2625 | TRISODIUM CITRATE 0.5 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm
SODIO CITRATO 0,5 ml in provette Ø 13 x 75 mm |
| 2622 | TRISODIUM CITRATE 0.5 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm
SODIO CITRATO 0,5 ml in provette Ø 12 x 86 mm |

CE

TRISODIUM CITRATE 0.25 ML - PINK CAP - DOUBLE BLOOD LEVEL SODIO CITRATO 0,25 ML - TAPPO ROSA - DOPPIA FRECCIA

For 1 ml of blood (ESR).

For 2.25 ml of blood (Coagulation).

Per 1 ml di sangue (VES).

Per 2,25 ml di sangue (Coagulazione).

ART.

- | | |
|-------------|--|
| 2710 | TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 56 mm
SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 56 mm |
| 2711 | TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm
SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 16 x 60 mm |
| 2712 | TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm
SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 86 mm |
| 2715 | TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm
SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 13 x 75 mm |



CE **TRISODIUM CITRATE 0.25 ML YELLOW CAP FOR COAGULATION**
SODIO CITRATO 0,25 ML TAPPO GIALLO PER COAGULAZIONE

ART.

- 2520** TRISODIUM CITRATE 2.5 ml in test tubes Ø 12 x 56 mm
 SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 56 mm
- 2521** TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm
 SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 16 x 60 mm
- 2522** TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm
 SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 86 mm
- 2525** TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm
 SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 13 x 75 mm



TRISODIUM CITRATE 0.4 ML YELLOW CAP FOR COAGULATION
SODIO CITRATO 0,4 ML TAPPO GIALLO PER COAGULAZIONE

CE

ART.

- 2501** TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm
 SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 16 x 60 mm
- 2508** TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm
 SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 13 x 75 mm
- 2502** TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm
 SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 12 x 86 mm



CE **TRISODIUM CITRATE 0.5 ML YELLOW CAP FOR COAGULATION**
SODIO CITRATO 0,5 ML TAPPO GIALLO PER COAGULAZIONE

ART.

- 2511** TRISODIUM CITRATE 0.5 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm
 SODIO CITRATO 0,5 ml in provette Ø 16 x 60 mm
- 2512** TRISODIUM CITRATE 0.5 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm
 SODIO CITRATO 0,5 ml in provette Ø 12 x 86 mm



CE

HEMATOLOGY LOW-VOLUME TUBES - PIERCEABLE CAP
PROVETTE PER EMATOLOGIA A VOLUME RIDOTTO - TAPPO PERFORABILE



ART.

2500/1

K3 EDTA violet pierceable rubber cap for 1.5 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm
 K3 EDTA tappo viola in gomma perforabile per 1,5 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm

HEMATOLOGY LOW-VOLUME TUBES
PROVETTE PER EMATOLOGIA A VOLUME RIDOTTO

CE



ART.

2100/1

K3 EDTA dark green cap for 1 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm
 K3 EDTA tappo verde scuro per 1 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm

CE

HEMATOLOGY LOW-VOLUME TUBES
PROVETTE PER EMATOLOGIA A VOLUME RIDOTTO



ART.

2000/1

K2 EDTA light green cap for 1 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm
 K2 EDTA tappo verde chiaro per 1 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm



COAGULATION LOW-VOLUME TUBES
PROVETTE PER COAGULAZIONE A VOLUME RIDOTTO

CE

ART.

2505/1

TRISODIUM CITRATE 0.1 ml yellow cap for 1 ml of blood, for COAGULATION,
 in test tubes Ø 12 x 56 mm
 SODIO CITRATO 0,1 ml tappo giallo per 1 ml di sangue, per COAGULAZIONE,
 in provette Ø 12 x 56 mm

E.S.R. LOW-VOLUME TUBES
PROVETTE PER V.E.S. A VOLUME RIDOTTO

CE



ART.

2600/1

TRISODIUM CITRATE 0.2 ml pink cap for 1 ml of blood, for E.S.R.,
 in test tubes Ø 12 x 56 mm
 SODIO CITRATO 0,2 ml tappo rosa per 1 ml di sangue, per V.E.S.,
 in provette Ø 12 x 56 mm



PLASMA LOW-VOLUME TUBES
PROVETTE PER PLASMA A VOLUME RIDOTTO

CE

ART.

2400/1

LITHIUM HEPARIN blue cap for 1 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm
 LITIO EPARINA tappo blu per 1 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm



BLOOD COLLECTION TUBES / PROVETTE CON ANTICOAGULANTE

TEST TUBES WITH SEPARATING SILICONE GEL PROVETTE CON GEL SEPARATORE

SERUM SEPARATOR TUBES PROVETTE PER ESTRAZIONE SIERO

CE



Polypropylene test tubes with separating silicone gel for 10 ml of blood, with label.
Red colour cap.

*Provette in polipropilene con gel separatore per 10 ml di sangue, con etichetta.
Tappo di colore rosso.*

Vol. 10 ml.
Ø 16 x 100 mm.

Vol. 10 ml.
Ø 16 x 100 mm.

ART.
3771/E/TB
3773/E

CAP TYPE/TAPPO TIPO
Low grip/Presa bassa
High grip/Presa alta

CE

SERUM SEPARATOR TUBES PROVETTE PER ESTRAZIONE SIERO

Polypropylene test tubes with separating silicone gel for 5 ml of blood, with label.
Red colour cap.

*Provette in polipropilene con gel separatore per 5 ml di sangue, con etichetta.
Tappo di colore rosso.*

Vol. 5 ml.
Ø 12 x 86 mm.

Vol. 5 ml.
Ø 12 x 86 mm.

ART.
3774/E/TB
3778/E

CAP TYPE/TAPPO TIPO
Low grip/Presa bassa
High grip/Presa alta



SERUM SEPARATOR TUBES PROVETTE PER ESTRAZIONE SIERO

CE



Polypropylene test tubes with separating silicone gel for 5 ml of blood, with label.
Red colour cap.

*Provette in polipropilene con gel separatore per 5 ml di sangue, con etichetta.
Tappo di colore rosso.*

Vol. 5 ml.
Ø 13 x 75 mm.

Vol. 5 ml.
Ø 13 x 75 mm.

ART.
3772/E/TB
3775/E

CAP TYPE/TAPPO TIPO
Low grip/Presa bassa
High grip/Presa alta

CE

SERUM SEPARATOR TUBES PROVETTE PER ESTRAZIONE SIERO

PMMA test tubes with separating silicone gel, with label.
Brown colour cap, low grip.

*Provette in PMMA con gel separatore, con etichetta.
Tappo di colore marrone, presa bassa.*

ART.	BLOOD VOLUME VOLUME SANGUE ML	DIM. MM
3773/E/TB	10	Ø 16 x 100
3778/E/TB	5	Ø 12 x 86
3775/E/TB	5	Ø 13 x 75





SERUM SEPARATOR TUBES
PROVETTE PER ESTRAZIONE SIERO

Polypropylene test tubes with separating silicone gel and clot activator for 10 ml of blood, with label.


Red colour cap.

Vol. 10 ml.
 Ø 16 x 100 mm.

Provette in polipropilene con gel separatore e attivatore di coagulazione per 10 ml di sangue, con etichetta.

Tappo di colore rosso.

Vol. 10 ml.
 Ø 16 x 100 mm.



ART.
2661/E/TB
2662/E

CAP TYPE/TAPPO TIPO
 Low grip/Presa bassa
 High grip/Presa alta

SERUM SEPARATOR TUBES
PROVETTE PER ESTRAZIONE SIERO



Polypropylene test tubes with separating silicone gel and clot activator for 5 ml of blood, with label.

Red colour cap.

Vol. 5 ml.
 Ø 12 x 86 mm.

Provette in polipropilene con gel separatore e attivatore di coagulazione per 5 ml di sangue, con etichetta.

Tappo di colore rosso.

Vol. 5 ml.
 Ø 12 x 86 mm.

ART.
2664/E/TB
2668/E

CAP TYPE/TAPPO TIPO
 Low grip/Presa bassa
 High grip/Presa alta



SERUM SEPARATOR TUBES
PROVETTE PER ESTRAZIONE SIERO

Polypropylene test tubes with separating silicone gel and clot activator for 5 ml of blood, with label.

Red colour cap.

Vol. 5 ml.
 Ø 13 x 75 mm.

Provette in polipropilene con gel separatore e attivatore di coagulazione per 5 ml di sangue, con etichetta.

Tappo di colore rosso.

Vol. 5 ml.
 Ø 13 x 75 mm.



ART.
2663/E/TB
2665/E

CAP TYPE/TAPPO TIPO
 Low grip/Presa bassa
 High grip/Presa alta

SERUM SEPARATOR TUBES
PROVETTE PER ESTRAZIONE SIERO



PMMA test tubes with separating silicone gel and clot activator, with label.

Brown colour cap, low grip.

Provette in PMMA con gel separatore e attivatore di coagulazione, con etichetta.

Tappo di colore marrone, presa bassa.

ART.	BLOOD VOLUME VOLUME SANGUE ML	DIM. MM
2662/E/TB	10	Ø 16 x 100
2668/E/TB	5	Ø 12 x 86
2665/E/TB	5	Ø 13 x 75



TEST TUBES WITH SEPARATING GRANULES, GREEN CAP PROVETTE CON GRANULI SEPARATORI, TAPPO VERDE

GRANULES TUBES PROVETTE CON GRANULI

CE



Test tubes with separating granules for 10 ml of blood.

Provette con granuli separatori per 10 ml di sangue.

Vol. 10 ml.
Ø 16 x 100 mm.

Vol. 10 ml.
Ø 16 x 100 mm.

ART.
5995/E
5996/E

MAT.	
PMMA	With label/Con etichetta
PP	With label/Con etichetta

CE

GRANULES TUBES PROVETTE CON GRANULI

Test tubes with separating granules for 4 ml of blood.

Provette con granuli separatori per 4 ml di sangue.

Vol. 4 ml.
Ø 13 x 75 mm.

Vol. 4 ml.
Ø 13 x 75 mm.

ART.
5975/E
5976/E

MAT.	
PMMA	With label/Con etichetta
PP	With label/Con etichetta



GRANULES TUBES PROVETTE CON GRANULI

CE



Test tubes with separating granules for 5 ml of blood.

Provette con granuli separatori per 5 ml di sangue.

Vol. 5 ml.
Ø 12 x 86 mm.

Vol. 5 ml.
Ø 12 x 86 mm.

ART.
5998/E
5978/E

MAT.	
PMMA	With label/Con etichetta
PP	With label/Con etichetta

TEST TUBES WITH SEPARATING GRANULES + CLOT ACCELERATOR, LIGHT BLUE CAP

PROVETTE CON GRANULI SEPARATORI + ACCELERATORE, TAPPO AZZURRO

CE

GRANULES TUBES

PROVETTE CON GRANULI

Test tubes with separating granules coated with clot accelerator for 10 ml of blood.

Provette con granuli separatori ricoperti da un attivatore della coagulazione per 10 ml di sangue.

Vol. 10 ml.
Ø 16 x 100 mm.

*Vol. 10 ml.
Ø 16 x 100 mm.*



ART.	MAT.	
4884/E	PMMA	With label/Con etichetta
4886/E	PP	With label/Con etichetta

GRANULES TUBES

PROVETTE CON GRANULI

CE

Test tubes with separating granules coated with clot accelerator for 4 ml of blood.

Provette con granuli separatori ricoperti da un attivatore della coagulazione per 4 ml di sangue.

Vol. 4 ml.
Ø 13 x 75 mm.

*Vol. 4 ml.
Ø 13 x 75 mm.*

ART.	MAT.	
4875/E	PMMA	With label/Con etichetta
4876/E	PP	With label/Con etichetta

CE

GRANULES TUBES

PROVETTE CON GRANULI

Test tubes with separating granules coated with clot accelerator for 5 ml of blood.

Provette con granuli separatori ricoperti da un attivatore della coagulazione per 5 ml di sangue.

Vol. 5 ml.
Ø 12 x 86 mm.

*Vol. 5 ml.
Ø 12 x 86 mm.*



Art.	MAT.	
4888/E	PMMA	With label/Con etichetta
4878/E	PP	With label/Con etichetta



SERUM SEPARATOR TUBES / PROVETTE CON SEPARATORE DI SIERO

TEST TUBES WITH CLOT ACCELERATOR, RED CAP PROVETTE CON ACCELERATORE, TAPPO ROSSO



CLOT ACTIVATOR TUBES PROVETTE CON ATTIVATORE DELLA COAGULAZIONE

CE

PMMA test tubes with clot accelerator for 10 ml of blood.

Provette in PMMA con acceleratore della coagulazione per 10 ml di sangue.

Vol. 10 ml.
Ø 16 x 100 mm.

Vol. 10 ml.
Ø 16 x 100 mm.

ART.
3553/E

With label/Con etichetta

CE

CLOT ACTIVATOR TUBES PROVETTE CON ATTIVATORE DELLA COAGULAZIONE

Polypropylene test tubes with clot accelerator for 10 ml of blood.

Provette in polipropilene con acceleratore della coagulazione per 10 ml di sangue.

Vol. 10 ml.
Ø 16 x 100 mm.

Vol. 10 ml.
Ø 16 x 100 mm.

ART.
3556/E

With label/Con etichetta



CLOT ACTIVATOR TUBES PROVETTE CON ATTIVATORE DELLA COAGULAZIONE

CE

PMMA test tubes with clot accelerator for 4 ml of blood.

Provette in PMMA con acceleratore della coagulazione per 4 ml di sangue.

Vol. 4 ml.
Ø 13 x 75 mm.

Vol. 4 ml.
Ø 13 x 75 mm.

ART.
3555/E

With label/Con etichetta

CE

CLOT ACTIVATOR TUBES PROVETTE CON ATTIVATORE DELLA COAGULAZIONE

PMMA test tubes with clot accelerator for 5 ml of blood.

Provette in PMMA con acceleratore della coagulazione per 5 ml di sangue.

Vol. 5 ml.
Ø 12 x 86 mm.

Vol. 5 ml.
Ø 12 x 86 mm.

ART.
3558/E

With label/Con etichetta

